



AESCULAP® DIAGNOSTYKA



NARZĘDZIA AESCULAP® ERGOPROBE

NOWA KLASA DOSKONAŁOŚCI



NARZĘDZIA AESCULAP® ERGOPROBE NOWA KLASA DOSKONAŁOŚCI

Niezawodne działanie

- Końcówki robocze zgłębników stomatologicznych wykonane są ze stali Phynox
 - Niezwykle smukłe
 - Elastyczne
 - Stabilne wymiarowo
- Zgłębniki periodontologiczne powlekane są azotkiem tytanu
 - Dokładne oznakowanie
 - Płynne przejścia poszczególnych elementów
 - Mniejsze zużycie

Wygodna rękojeść

Ergonomiczny uchwyt

- Odpowiedni kształt, lekkość oraz grubość uchwytu zapewniają łatwiejszą pracę z narzędziem

Pionierska estetyka

ZGŁĘBNIKI STOMATOLOGICZNE AESCULAP® ERGOPROBE

NOWA KLASA DOSKONAŁOŚCI

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

DA802R
Fig. 6
160 mm, 6¼"
cienki

DA806R
Fig. 6A
160 mm, 6¼"
cienki

DA808R
Fig. 8
160 mm, 6¼"
cienki

DA809R
Fig. 8A
160 mm, 6¼"
cienki

DA810R
Fig. 9
160 mm, 6¼"
cienki

DA811R
Fig. 9A
160 mm, 6¼"
cienki

DA812R
Fig. 9B
160 mm, 6¼"
cienki

DA814R
Fig. 2
160 mm, 6¼"
cienki

ZGŁĘBNIKI STOMATOLOGICZNE AESCULAP® ERGOPROBE

NOWA KLASA DOSKONAŁOŚCI

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



DA816R
Fig. 23
160 mm, 6¼"
cienki



DA823R
EXS 3A
165 mm, 6½"
cienki



DA878R
Fig. 8/9
165 mm, 6 1/2"



WESTON
DA885R
170 mm, 6³/₄"



DA871R
EXD 11/12
175 mm, 7"



DA818R
Fig. 17
160 mm, 6 1/4"
cienki



BRIAULT
DA863R
EXD 11
175 mm, 7"



DA868R
Fig. 17/23
170 mm, 6³/₄"



DA870R
EXD 5
165 mm, 6½"

ZGŁĘBNIKI STOMATOLOGICZNE AESCULAP® ERGOPROBE

ZGŁĘBNIK DO ROZWIDLEŃ, ZGŁĘBNIKI PERIODONTOLOGICZNE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



WHO
DB867R
PCP 11,5 C
160 mm, 6¼"



DB865R
UNC 15
160 mm, 6 1/4"



DB866R
UPM
(PCP 11.5 C + UNC 15)
170 mm, 6³/₄"



NABERS
DA882R
P2N
Zgłębnik do rozwidleń,
170 mm, 6¾"



DB868R
PCP 11
160 mm, 6 1/4"



DB862R
PCP 12
160 mm, 6 1/4"



DB874R
160 mm, 6¼"



WILLIAMS-FOX
DB775R
165 mm, 6 1/2"


ZGŁĘBNIK PERIODONTOLOGICZNY AESCULAP®

WYSTANDARYZOWANE SONDOWANIE DZIĘKI OKREŚLONEJ SILE NACISKU

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

UPYCHADŁO DO NICI
RETRAKCYJNYCH

Zgłębnik periodontologiczny o określonej sile nacisku 0.2 N (20 g)



Ze względu na brak standaryzacji siły nacisku pomiarowego, podczas pomiarów parametrów klinicznych z zastosowaniem różnych metod sondowania, często uzyskuje się sprzeczne wyniki. Tylko zastosowanie czułego na nacisk zgłębnika periodontologicznego pozwala na obiektywną ocenę stanu przyzębia. W przypadku oceny chorób przyzębia, wpływ na pomiar mają różnego rodzaju czynniki aparaturowe oraz subiektywne, czego skutkiem może być niedoszacowanie prawidłowej głębokości sondowania.

W przypadku zastosowania zbyt małego ciśnienia, głównym czynnikiem ograniczającym pomiar za pomocą zgłębnika jest morfologia tkanki miękkiej, a nie rozmiary włókien koronarnych i nadzębodołowych. Dzięki ustalonej sile nacisku sprężyny o wartości 0,2 N, zgłębniki periodontologiczne umożliwiają przeprowadzenie standaryzowanych pomiarów podczas badań kontrolnych po leczeniu chorób przyzębia, w szczególności długotrwałych badań zmian zapalnych w dziąsłach.



DB764R
UNC 15
165 mm, 6 1/2"



WHO DB765R
PCP 11,5 C
165 mm, 6 1/2"



HAUER DB776R
135 mm, 5 1/4"



DO303R
Upychadło do nici retrakcyjnych
175 mm, 7"

LUSTERKA DENTYSTYCZNE AESCULAP®

WIDOCZNE JAK NA DŁONI



LUSTERKA DENTYSTYCZNE AESCULAP®

WIDOCZNE JAK NA DŁONI

Lusterka dentystyczne

Aesculap® „Rhodium”

Lusterko premium

- Krystaliczne odbicie bez odblasku i doskonała ostrość nawet przy silnym świetle
- Znakomite do zabiegów operacyjnych, leczenia głębokich ubytków, endodoncji, chirurgii czy implantologii
- Dostępne w średnicach 22mm i 24mm

Aesculap® „Surface”

Lusterko standard

- Niewielki odblask światła w średnich warunkach świetlnych
- Idealne do leczenia standardowego, np. diagnostyki, profesjonalnego oczyszczania zębów
- Dostępne w średnicach 22mm i 24mm

Rękojeści lusterek

- Różne oznaczenia kolorystyczne rękojeści pomagają w organizacji gabinetu stomatologicznego
- Ergonomiczny kształt rękojeści
- Możliwość sterylizacji w temperaturze do 240°C



DA036R Ø 22 mm
DA037R Ø 24 mm

Lusterka „Rhodium”

Jednostka zamówienia:

PAK = pakowane po 12 sztuk




DA026R Ø 22 mm
DA027R Ø 24 mm

Lusterka „Surface”

Jednostka zamówienia:

PAK = pakowane po 12 sztuk



LUSTERKA DENTYSTYCZNE AESCULAP®

UCHWYTY DO LUSTEREK

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.



PINCETY STOMATOLOGICZNE AESCULAP®

CIENKIE I PRECYZYJNE

ZOBACZ TO. POCZUJ TO.

Specjalna pinceta stomatologiczna, bardzo mocna, niepodatna na skręcanie, ząbkowana.

DUROGRIP® – pinceta stomatologiczna z wkładkami z węgla spiekane, zapewnia pewne chwytanie formówek i klinów międzyzębowych.



LONDON-COLLEGE, mod.
DA244R
150 mm, 6"



DA254R
150 mm, 6"




DA246R
150 mm, 6"



DA221R
ząbkowana
160 mm, 6 1/4"



MERIAM
DA225R
ząbkowana
160 mm, 6 1/4"



MERIAM
DA212R
gładka
150 mm, 6"



LONDON-COLLEGE
DA240R
gładka
150 mm, 6"



LONDON-COLLEGE
DA241R
ząbkowana
150 mm, 6"

PINCETY STOMATOLOGICZNE AESCULAP®

CIENKIE I PRECYZYJNE

KONSERWACJA INSTRUMENTÓW



LONDON-COLLEGE
DA243R
ząbkowana
150 mm, 6"



LONDON-COLLEGE
DA271R
ząbkowana / z zamkiem
150 mm, 6"



DA231R
ząbkowana
150 mm, 6"



PERRY
DA204R
ząbkowana
130 mm, 5 1/8"



STERILIT®

JG600 - w zestawie 2 końcówki
AESCULAP® - olej w aerozolu, w pojemnikach Freon-free, do konserwacji instrumentów przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



Zasady obchodzenia się z instrumentami w praktyce stomatologicznej. Patrz broszura D056 1 dostępna na stronie <http://www.a-k-i.org>



STERILIT®

JG598
Olej do instrumentów AESCULAP® do oliwienia złącz, zapadek itp. przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).

SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP®

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



Bezpiecznie i efektywnie

Duża perforacja pozwala na dobre odprowadzenie strumienia wody i nie pozostawia przebarwień i smug po myciu instrumentów.



Perfekcyjny porządek

Wszystkie instrumenty są ułożone i zamocowane w bezpieczny sposób na maksymalnie małej powierzchni.



Bardzo praktyczny i bardzo ekonomiczny

Mycie i dezynfekcja narzędzi przy pomocy systemu koszy AESCULAP® pomaga zoptymalizować pracę. Kosze wykonane ze stali nierdzewnej są mocne i odporne na działanie środków chemicznych. Prosty i stabilny system zamykania koszy umożliwia wygodne otwarcie i zamknięcie jedną ręką.



Elastyczny system zamocowań narzędzi

Dzięki silikonowym mocowaniom w ciągu kilku sekund i bez dodatkowych przyrządów można dostosować przestrzeń kosza do instrumentów.


SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP®

PROFESJONALNA HIGIENA



JG387R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 6 instrumentów.
188 x 84 x 30 mm (płaski)



JG388R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 9 instrumentów.
188 x 125 x 30 mm (płaski)



JG389R

Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera pięć silikonowych wkładek na instrumenty (2 x JG394, 2x JG400, 1 x JG401), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG381R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG383R

Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG384R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG393), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN294.
273 x 176 x 41 mm (wysoki)

Symbol	Strona	Symbol	Strona	Symbol	Strona
DA026R	13	DA246R	16	DB764R	11
DA027R	13	DA254R	16	DB765R	11
DA036R	13	DA271R	18	DB775R	9
DA037R	13	DA802R	4	DB776R	11
DA074R	15	DA806R	4	DB862R	9
DA076R	15	DA808R	4	DB865R	8
DA080R	15	DA809R	4	DB866R	8
DA083	15	DA810R	5	DB867R	8
DA090	14	DA811R	5	DB868R	9
DA091	14	DA812R	5	DB874R	9
DA092	14	DA814R	5	DO303R	11
DA093	14	DA816R	6	JG381R	21
DA204R	18	DA818R	7	JG383R	21
DA212R	17	DA823R	6	JG384R	21
DA221R	17	DA863R	7	JG387R	21
DA225R	17	DA868R	7	JG388R	21
DA231R	18	DA870R	7	JG389R	21
DA240R	17	DA871R	6	JG598	19
DA241R	17	DA878R	6	JG600	19
DA243R	18	DA882R	8		
DA244R	16	DA885R	6		




Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl. Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji
- endodoncji
- implantologii
- diagnostyki
- protetyki
- parodontologii
- stomatologii zachowawczej
- dentystycznych systemów kontenerowych



najwyższej jakości
narzędzia stomatologiczne



szerokie portfolio



serwis i regeneracja
instrumentów

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomysł

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | www.sklep.bbbaun.pl