



CHIFA®

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII





## Jesteśmy tu dla Ciebie – profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru narzędzi

W dobie nowych wyzwań i szybko postępujących technologii medycznych postawiliśmy sobie pytanie: jak kształtuje się przyszłość w branży stomatologicznej i co możemy zrobić, aby zaczęła się już dziś? A przyszłość to przede wszystkim równowaga pomiędzy tym co nowe, a dotychczas zebrany doświadczeniem. Postanowiliśmy połączyć jedno i drugie w najbliższej naszym sercu formie – DIALOGU. Dlatego jesteśmy tu dla Ciebie i zapraszamy do uczestnictwa w **DIALOGU TECHNICZNYM**, w specjalnie zaprojektowanym centrum Planning and Consulting Center w siedzibie naszej firmy w Nowym Tomyślu.

### Planning and Consulting Center

Jest to miejsce, w którym:

- umożliwiamy **wybór narzędzi** – każdy z nas ma indywidualny uchwyt czy różną wielkość dłoni, dlatego dotknięcie i sprawdzenie każdego narzędzia jest tak ważne, aby dobrać je idealnie pod siebie i udoskonalić ergonomię pracy na co dzień
- udostępniamy **całe nasze portfolio (ponad 1000 produktów)** w jednym, specjalnie przystosowanym do tego miejscu, które zapewnia możliwość skupienia się i dokonania właściwego wyboru
- profesjonalnie **doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi** – obecność specjalistów zapewnia dostęp do wiedzy o tym jak prawidłowo użytkować i dbać o dane narzędzie, aby służyło nam jak najdłużej
- umożliwiamy obejrzenie całego **procesu produkcji instrumentów medycznych**, co pozwala na lepsze poznanie narzędzia i zrozumienie poszczególnych etapów produkcji
- proponujemy maksymalną **personalizację narzędzi** – istnieje możliwość wykonania dowolnego graweru na wybranych narzędziach (np. logo firmy, imię użytkującego).

**Umów się na spotkanie ze specjalistą i dopasuj narzędzia do wymagań jakie stawia nam przyszłość oraz my sami.**

**Zadzwoń:** +48 606 330 504

**Adres firmy:** Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl



Piktogramy umieszczone przy zdjęciach narzędzi przedstawiają:

A) Długość narzędzia




B) Utwardzenie części pracującej narzędzia



C) Szerokość części pracującej narzędzia



D) Szerokość między ząbkami w części pracującej igłotrzymaczy



Igłotrzymacze posiadają wymienne wkładki z węgla spiekane, które można dobierać w zależności od zastosowania. Gładka powierzchnia szczęki i 3 różne rodzaje ząbków zapewniają pewny chwyt igły.



gładki



0,2




0,4



0,5


Polecamy wkładki węglowe  
z gładką powierzchnią do nici  
z ząbkami 0,2 mm do chwytania nici  
0,4 mm  
0,5 mm

9/0-11/0  
6/0-10/0  
4/0-6/0  
do 3/0





|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| MIKRONARZĘDZIA                    | 6-15  |
| ROZWIERACZE SZCZĘKOWE, HAKI       | 16-19 |
| NOŻYCKI CHIRURGICZNE              | 20-25 |
| SPINAK DO SERWET, RASPATORY       | 26-27 |
| ŁYŻECZKI KOSTNE                   | 28-31 |
| ODGRYZACZE KOSTNE                 | 32-33 |
| IGŁOTRZYMACZE                     | 34-39 |
| DZIURKACZ, KLESZCZE DO KOFERDAMU  | 40-41 |
| KLESZCZE EKSTRAKCYJNE             | 42-55 |
| KLESZCZE DO ODŁAMKÓW KORZENIOWYCH | 56-57 |
| DŹWIGNIE KORZENIOWE               | 58-75 |
| KOSZE I KONTENERY                 | 76-80 |
| PIELĘGNACJA INSTRUMENTÓW          | 81    |



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



1/1



1/1







1/1




1/1



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII




końce ostre



NO-003-135-PMK  
130 mm



NO-003-135-ZMK  
130 mm







NO-004-160-PMK  
160 mm



NO-004-160-ZMK  
160 mm



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

Nowa klasa doskonałości


## PINCETY MIKROCHIRURGICZNE




- Okrągła rączka umożliwia obracanie narzędzia koniuszkami palców
- Dobrze wyważone narzędzia ze środkiem ciężkości położonym centralnie



Równoległe składające się  
końcówki pracujące



Proste i zakrzywione  
końcówki pracujące



## PINCETY MIKROCHIRURGICZNE



PS-001-180-PS

Anatomiczna, prosta  
180 mm, 7"

PS-001-175-ZS

Anatomiczna, zakrzywiona  
175 mm, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

PS-003-180-PS

Atraumatyczna, prosta  
180 mm, 7"

PS-003-180-ZS

Atraumatyczna, zakrzywiona  
175 mm, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

PS-002-180-PS

Chirurgiczna, prosta  
180 mm, 7"




PS-002-175-ZS

Chirurgiczna, zakrzywiona  
175 mm, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA


KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



PO-003-012-PMK  
125 mm  
a x b / 1,2 x 0,9




PO-002-012-PMK  
150 mm  
a x b / 1,0 x 0,8




PO-003-010-ZMK  
125 mm  
a x b / 1,0 x 0,8



PO-002-012-ZMK  
150 mm  
a x b / 1,0 x 0,8





## PINCETY MIKROCHIRURGICZNE



1/1

PO-013-010-PMK  
125 mm  
a x b / 1,3 x 1,0



1/1

PO-013-010-ZMK  
125 mm  
a x b / 1,3 x 1,0



1/1

PO-012-010-PMK  
150 mm  
a x b / 1,3 x 1,0



1/1

PO-012-010-ZMK  
150 mm  
a x b / 1,3 x 1,0



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII


### TRZONKI DO SKALPELI

Trzonki do ostrzy sterylnych



poddane próżniowej obróbce cieplnej

steril  
sterylne



1/1

TH-095-003-PMK  
Nr 3

120 mm

TH-195-003-PMK  
120 mm  
z podziałką



1/1

TH-097-003-PMK  
Nr 7

160 mm

TH-197-003-PMK  
160 mm  
z podziałką



1/1

TH-096-004-PMK  
Nr 4

130 mm



1/1

TH-196-004-PMK  
Nr 4

130 mm  
z podziałką



BA810SU



BA811SU



BA812SU



BA815SU



BA815-CSU



BA820SU



BA821SU




BA822SU



BA823SU



BA824SU





# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



RS-121-185-PMK  
ROSER-KÖNIG  
185 mm

1/1



RS-122-135-PMK  
HEISTER  
135 mm

1/1



16 x 27 mm

16 x 31,5 mm

1/1

HH-215-150-PMK  
FARABEUF  
 150 mm



12,5 x 32 mm

10,5 x 25,5 mm



1/1

HH-214-125-PMK  
FARABEUF  
 125 mm




# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA


KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



HH-242-025-PMK  
KOCHER-LANGENBECK  
210 mm  
6 x 25 mm




HH-242-035-PMK  
KOCHER-LANGENBECK  
210 mm  
8 x 35 mm




HH-242-040-PMK  
KOCHER-LANGENBECK  
210 mm  
11 x 40 mm




1/1




HH-301-025-PMS  
LANGENBECKECK  
210 mm  
10 x 25 mm



HH-302-040-PMS  
LANGENBECKECK  
210 mm  
13 x 40 mm



HH-305-060-PMS  
LANGENBECK  
210 mm  
18 x 60 mm



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



1/2



ST-040-115-PMK  
117 mm



1/1

ST-040-115-ZMK  
116 mm



1/2



1/1

ST-045-115-PMK  
115 mm

ST-045-115-ZMK  
115 mm



1/2



1/1

ST-341-115-ZZC  
LAGRANGE-SUPER CUT  
115 mm  
jedno ostrze ząbkowane




1/2



1/1


ST-042-115-EZMS  
LAGRANGE  
112,5 mm  
jedno ostrze ząbkowane





# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



1/2



NN-148-145-PMK  
METZENBAUM  
145 mm  
delikatne



1/1

NN-148-145-ZMK  
METZENBAUM  
145 mm  
delikatne



1/2



NN-247-145-PMK  
METZENBAUM  
145 mm



1/1

NN-247-145-ZMK  
METZENBAUM  
145 mm



1/2



NH-156-150-EPMS  
JOSEPH  
150 mm



1/1

NH-156-150-EZMS  
JOSEPH  
150 mm



1/2



1/1

NP-317-130-PZC  
GOLDMAN-FOX SUPER CUT  
130 mm  
jedno ostrze ząbkowane



1/2



1/1

NP-317-130-ZZC  
GOLDMAN-FOX SUPER CUT  
130 mm  
jedno ostrze ząbkowane

# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



NH-078-140-PMK  
MAYO  
140 mm



NH-078-140-ZMK  
MAYO  
140 mm

1/1



NH-279-145-EPMK  
STANDARD  
145 mm



NH-279-145-EZMK  
STANDARD  
145 mm

1/1

## NOŻYCZKI, NOŻYCZKI DO ZDEJMOWANIA SZWÓW



1/2



ST-046-115-PMK  
SPENCER  
115 mm  
Nożyczki do zdejmowania szwów



1/1

ST-046-115-ZMK  
SPENCER  
115 mm  
Nożyczki do zdejmowania szwów



1/2



1/1

NH-076-130-PMK  
130 mm  
Nożyczki opatrunkowe z kulką



1/2



1/1

NS-110-115-PMK  
115 mm  
Nożyczki do zdejmowania szwów



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



HO-128-110-PMS  
BACKHAUS  
110 mm



ST-010-140-PMK  
WILLIGER  
140 mm




ST-011-160-PMK  
WILLIGER  
160 mm



ST-101-190-PMS  
190 mm




ST-552-195-PMK  
SELDIN  
195 mm



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA


KOMPETENCJA W STOMATOLOGII





1/1

LK-187-160-PB  
160 mm  
2,8 mm  
2,3 mm



1/1

LK-188-160-PB  
JANSEN  
160 mm  
3,8 mm  
2,8 mm



1/1

LK-153-160-PMK  
JANSEN  
160 mm  
4,5 mm  
3 mm



1/1

LK-152-140-PMK  
MARTINI  
140 mm  
3,2 mm  
4 mm




# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



ST-101-150-LMS  
BERNARD  
148 mm  
3,5 mm

ST-101-150-RMS  
BERNARD  
148 mm  
3,5 mm




1/1



1/1



1/1





# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



ST-154-155-PMK  
LUER  
155 mm  
5 mm



ST-162-150-ZMK  
145 mm  
2,2 mm



ST-160-150-PMK  
 152 mm  
 1,6 mm



ST-160-150-ZMK  
 152 mm  
 1,2 mm



ST-161-150-ZMK  
 150 mm  
 1,4 mm

# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



MICRO-HALSTED

125 mm



HALSTED-MOSQUITO

125 mm



KN-083-125-XPMK



KN-083-125-XZMK



KN-075-125-XPMK



KN-075-125-XZMK



KN-082-125-XPMK




KN-082-125-XZMK



KN-084-125-XPMK



KN-084-125-XZMK





CRILE

$\frac{1}{2}$

 140 mm

KN-088-140-PMK




KN-088-140-ZMK



KN-087-140-PMS




KN-087-140-ZMS



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



1/2




1/2



1/2



1/2





# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII







1/2




IM-939-140-PZMK  
MATHIEU  
t=0,4  
140 mm



1/2




IM-937-170-PZMK  
MATHIEU  
t=0,4  
170 mm



1/2



IM-948-160-PZMK  
MATHIEU  
t=0,5  
160 mm



1/2



IM-933-140-PZMK  
MATHIEU  
t=0,4  
140 mm



IM-933-170-PZMK  
MATHIEU  
t=0,4  
170 mm



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

DZIURKACZ DO KOFERDAMU



1/1

SP-045-165-PB  
AINSWORTH  
165 mm

## KLESZCZE DO KOFERDAMU



SP-110-165-PS  
BREWER

1/1

# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Z nami ekstrakcja jest...

### PROSTA

Kształt części pracującej narzędzia jest idealnie dopasowany do zęba, zapewniając maksymalną powierzchnię styku po zaciśnięciu szczęk

### WYGODNA

Antypoślizgowa rękojeść zapewnia stabilną pracę z narzędziem

### NIEZAWODNA

Wysoka jakość materiałów w połączeniu z precyzją wykonania tworzy narzędzia najwyższej klasy, które służą przez wiele lat

### SKUTECZNA

Szerokie portfolio instrumentów pozwala dopasować narzędzie do każdej sytuacji klinicznej




## KLESZCZE MEISSNER



KE-120-001-PMK  
MEISSNER  
173 mm  
uniwersalne



KE-120-002-PMK  
MEISSNER  
172 mm  
15, 14, 24, 25,  
34, 35, 44, 45



KE-120-003-PMK  
MEISSNER  
173 mm  
16, 17, 18, 26, 27, 28  
36, 37, 38, 46, 47, 48



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

### KLESZCZE EKSTRAKCYJNE

- Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwoliło na udoskonalenie procesu produkcji instrumentów, który znacząco wpływa na ich jakość
- Anatomicznie dopasowany kształt zapewniający pewny uchwyt zęba i korzenia
- Smukły kształt zapewniający optymalną pracę

**DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE  
W WERSJI MATOWEJ**



## KLESZCZE EKSTRAKCYJNE GÓRA



KE-201-000-PMK  
 160 mm  
 FIG. 1  
 11, 12, 13, 21, 22, 23



KE-202-000-PMK  
 160 mm  
 FIG. 2  
 11, 12, 13, 21, 22, 23



KE-207-000-PMK  
 163 mm  
 FIG. 7  
 14, 15, 24, 25




# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII


|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |




KE-217-000-PMK  
160 mm  
FIG. 17  
26, 27



KE-218-000-PMK  
160 mm  
FIG. 18  
16, 17



KE-289-000-PMK  
160 mm  
FIG. 89  
26, 27, 28



KE-290-000-PMK  
160 mm  
FIG. 90  
16, 17, 18



## KLESZCZE EKSTRAKCYJNE GÓRA




1/1

KE-267-000-PMK  
 173 mm  
 FIG. 67  
 18, 28



1/1

KE-267-001-PMK  
 173 mm  
 FIG. 67 A  
 18, 28



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |



KE-229-000-PMK  
163 mm  
FIG. 29  
11-13, 21-23  
11-18, 21-22



1/1




KE-230-000-PMK  
168 mm  
FIG. 30  
11-18, 21-28




1/1





## KLESZCZE EKSTRAKCYJNE GÓRA



KE-251-000-PMK  
 171 mm  
 FIG. 51  
 11-18, 21-28



KE-251-001-PMK  
 171 mm  
 FIG. 51A  
 11-18, 21-28



KE-251-002-PMK  
 176 mm  
 FIG. 51AL  
 11-18, 21-28



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |



1/1

KE-204-000-PMK  
149,5 mm  
FIG. 4  
31, 32, 33, 41, 42, 43



1/1

KE-213-000-PMK  
140 mm  
FIG. 13  
od 41 do 45  
od 31 do 35




1/1

KE-208-000-PMK  
151 mm  
FIG. 8  
34, 35, 43, 44



KE-222-000-PMK  
 140 mm  
 FIG. 22  
 36, 37, 46, 47



KE-221-000-PMK  
 154 mm  
 FIG. 21  
 36, 37, 38, 46, 47, 48





# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA


## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |




1/1

KE-279-000-PMK  
161,5 mm  
FIG. 79  
38, 48




1/1

KE-233-000-PMK  
140 mm  
FIG. 33  
31-35, 41-45  
31-35, 41-45




1/1

KE-233-001-PMK  
140 mm  
FIG. 33A  
31-35, 41-45



1/1

KE-246-001-PMK  
169 mm  
FIG. 46L  
41-48, 31-38





## KLESZCZE EKSTRAKCYJNE DÓŁ



1/1

KE-274-000-PMK

145 mm

FIG. 74

31-38, 41-48



1/1

KE-274-014-PMK

145 mm

FIG. 74N

34, 35, 44, 45,  
31-38, 41-48



1/1

KE-275-000-PMK

145 mm

FIG. 75

33-35, 43-45




1/1

KE-273-000-PMK

146 mm

FIG. 73


36, 37, 46, 47



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |




KLEIN

KD-101-100-PMK

110 mm

do górnych siekaczy



KLEIN

KD-115-100-PMK

120 mm

do górnych trzonowców




SCHMIDT

KD-111-100-PMK

110 mm

do górnych trzonowców  
mlecznych




SCHMIDT

KD-122-100-PMK

120 mm

do górnych korzeni



## KLESZCZE EKSTRAKCYJNE DZIECIĘCE ZE SPRĘŻYNAMI



KLEIN

KD-150-100-PMK

 105 mm

do dolnych siekaczy



KLEIN

KD-160-100-PMK

 105 mm

do dolnych trzonowców



KLEIN

KD-170-100-PMK

 105 mm

do dolnych korzeni

# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



SP-225-160-PB  
WITZEL  
160 mm




1/1



SP-221-165-PB  
WITZEL  
165 mm

1/1

## KLESZCZE DO ODŁAMKÓW KORZENIOWYCH



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

## ExtraLux

### Ekstrakcja z zachowaniem tkanki



ISTNIEJE WIELE RÓŻNYCH SPOSOBÓW EKSTRAKCJI ZĘBÓW...

Coraz częściej stosuje się metody umożliwiające zachowanie możliwie jak największej ilości tkanki kostnej. Można w ten sposób uniknąć skomplikowanych zabiegów augmentacji, czyli odbudowy kości, zwłaszcza w implantologii.<sup>1,2</sup>

Narzędzia ExtraLux umożliwiają prostą i wygodną ekstrakcję wszystkich zębów, z zachowaniem tkanki:

- **Ostre końcówki robocze:** Wygodne cięcie włókien ożębnej Sharpey'a
- **Cienka końcówka robocza:** Wycinanie włókien Sharpey'a z zachowaniem tkanki kostnej  
Łatwy dostęp do przestrzeni międzyzębowych
- **Ergonomia:** Lepsza kontrola nacisku
- **Wrażenia dotykowe:** Poręczny uchwyt



<sup>1</sup> Muska E, Walter C, Knight A, Taneja P, Bulsara Y, Hahn M, Desai M, Dietrich T. Atraumatic vertical tooth extraction: a proof of principle clinical study of a novel system. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013 Nov;116(5):303-10.


<sup>2</sup> Sharma SD, Vidya B, Alexander M, Deshmikh S. Periotome as an Aid to Atraumatic Extraction: A Comparative Double Blind Randomized Controlled Trial. J Maxillofac Oral Surg. 2015 Sep;14(3):611-5.

## DŹWIGNIE KORZENIOWE




SD-073-002-PMS

2 mm, proste



SD-073-003-PMS

3 mm, proste




SD-073-004-PMS

4 mm, proste




SD-074-004-PMS

W kształcie grotu



SD-073-003-ZMS

3 mm, zagięte



SD-073-004-ZMS

4 mm, zagięte



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA


## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

Periotom to ergonomiczne i precyzyjne narzędzie do mało inwazyjnego usuwania **korzeni górnych zębów**. Posiada ostre zakończenie, dlatego podczas pracy w gabinecie powinno się zachować szczególną ostrożność.

Ostre krawędzie i odpowiednia sztywność pozwoliły na zachowanie cech zarówno periotomu jak i dźwigni.



SafeGrip – ergonomiczny kształt rękojeści z miejscem na oparcie palców, umożliwia pełną kontrolę w trakcie pracy z narzędziem.


Specjalne wyżłobienie zapewnia wygodę i zwiększa bezpieczeństwo pracy lekarza oraz chroni pacjenta przed ewentualnymi obrażeniami.



SD-050-004-PMS  
Periotom

150mm





Należy zawsze stosować minimalną siłę potrzebną do wprowadzenia Periocutu w przestrzeń ozębną. Wszelkie ruchy w jamie ustnej z użyciem Periocutu powinny być kontrolowane.

Jednym z warunków bezpiecznej pracy jest ułożenie palca wskazującego na płaskim elemencie wspierającym w obrębie części pracującej (zdj. 1).

Ekstrakcję z użyciem Periocutu rozpoczynamy wtłaczając go na głębokość około 5 mm w przestrzeń ozębną od strony mezjalnej (zdj. 2) i dystalnej (zdj. 3). Następnie przechodzimy na stronę podniebienną (zdj. 4).

W większości przypadków głębokie przecięcie więzadeł ozębnej w wymienionych miejscach prowadzi do luksacji korzenia (zdj. 5). Ekstrakcję kończymy z użyciem delikatnych kleszczy korzeniowych (zdj. 6).

Prawidłowa technika zabiegowa pozwala, w większości sytuacji, na ekstrakcję korzenia bez uszkodzenia blaszki wargowej/policzkowej zębodołu.

Czasami dodatkowo konieczne jest przecięcie więzadeł ozębnej od strony wargowej/policzkowej.

**UWAGA – użycie Periocutu do ekstrakcji zębów i korzeni dolnych może doprowadzić do jego uszkodzenia lub złamania!**

Narzędzie doskonale sprawdza się przy implantacjach natychmiastowych.


# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



SD-020-002-LT  
WARWICK-JAMES  
151,5 mm  
2 mm

SD-021-002-RT  
WARWICK-JAMES  
151,5 mm  
2 mm



SD-033-002-PT  
WARWICK-JAMES  
155 mm  
2,5 mm



ST-525-150-PC  
BERNARD  
150 mm

1/1



1/1

ST-526-140-RC  
BERNARD  
142 mm




1/1

ST-527-140-LC  
BERNARD  
142 mm



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



1/1



1/1

BEIN

SD-001-002-PT

Do górnych korzeni,  
okrągłe



1/1

BEIN

SD-002-003-PT

Do górnych korzeni,  
okrągłe



1/1

BEIN

SD-003-004-PT

Do górnych korzeni,  
okrągłe



1/1

BEIN

SD-022-003-PT

138 mm  
3 mm

Do górnych korzeni,  
kwadratowe





1/1



1/1

SD-023-004-PT  
WHITE

137 mm  
4,5 mm

Do górnych korzeni,  
proste



1/1

SD-023-004-ZT  
WHITE

137 mm  
4,5 mm


Do górnych korzeni,  
odgięte



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

Dźwignie proste doskonale sprawdzają się w usuwaniu pozostałości korzeni.



1/1

2,0 mm



1/1

SD-205-020-PT

FIG. 6S

150 mm, 6"

2,5 mm



1/1

SD-204-025-PT

FIG. 5S

150 mm, 6"

3,0 mm



1/1

SD-203-030-PT

FIG. 4S

150 mm, 6"

3,5 mm



1/1

SD-202-035-PT

FIG. 3S

150 mm, 6"

4,0 mm



1/1

SD-201-040-PT

FIG. 2S

150 mm, 6"

4,5 mm



1/1

SD-206-045-PT

FIG. 1S

150 mm, 6"

5,0 mm



1/1

SD-207-050-PT

FIG. 0S

150 mm, 6"



Dźwignie odgięte umożliwiają lepszy dostęp do korzeni trzonowców.



SD-202-035-ZT  
FIG. 3C  
150 mm, 6"



SD-205-020-ZT  
FIG. 6C  
150 mm, 6"



SD-204-025-ZT  
FIG. 5C  
150 mm, 6"



SD-203-030-ZT  
FIG. 4C  
150 mm, 6"



SD-202-035-ZT  
FIG. 3C  
150 mm, 6"



SD-201-040-ZT  
FIG. 2C  
150 mm, 6"



SD-206-045-ZT  
FIG. 1C  
150 mm, 6"




SD-207-050-ZT  
FIG. 0C  
150 mm, 6"



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



1/1



1/1



SD-034-003-PT  
WHITE  
159 mm  
3,5 mm

## DŹWIGNIE KORZENIOWE



SD-070-020-PT  
150 mm  
2 mm



SD-070-030-PT  
150 mm  
2,5 mm



SD-070-040-PT  
150 mm  
3,5 mm



SD-070-050-PT  
150 mm  
4,5 mm



SD-070-020-ZT  
150 mm  
2 mm




SD-070-030-ZT  
150 mm  
2,5 mm



SD-070-040-ZT  
150 mm  
3,5 mm



SD-070-050-ZT  
150 mm  
4,5 mm



# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

Dźwignie do wierzchołków korzeni HEIDBRINK:  
delikatne, ostre dźwignie z bardzo długimi częściami pracującymi  
do usuwania połamanych wierzchołków korzeni.



1/1

SD-018-002-LT  
HEIDBRINK  
142 mm  
2,5 mm



1/1

SD-019-002-RT  
HEIDBRINK  
142 mm  
2,5 mm



1/1

SD-028-002-PT  
HEIDBRINK  
140 mm  
2,5 mm



## DŹWIGNIE KORZENIOWE



1/1



1/1

SD-029-002-PT  
FLOHR  
140 mm  
3,5 mm



1/1

SD-010-003-PT  
FLOHR  
140 mm  
3 mm



1/1

SD-004-003-LT  
FLOHR  
150 mm  
3,5 mm



1/1

SD-005-003-RT  
FLOHR  
150 mm  
3,5 mm



1/1



1/1

SD-013-003-PT  
HYLIN  
150 mm  
3 mm



1/1

SD-014-004-PT  
HYLIN  
147 mm  
4,5 mm



1/1

SD-016-003-LT  
HYLIN  
140 mm  
3 mm



1/1

SD-015-003-RT  
HYLIN  
140 mm  
3 mm




# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

## KOMPETENCJA W STOMATOLOGII


Dźwignię do korzeni LINDO-LEVIAN wsuwa się lekkim ruchem obrotowym między zębodół, a korzeń zęba do momentu, aż ząbki chwycą korzeń. Ekstrakcja korzenia następuje przez pociąganie dźwigni w dół, bez konieczności podważania.



SD-064-030-PT  
LINDO-LEVIAN  
150 mm  
3 mm



SD-065-035-PT  
LINDO-LEVIAN  
150 mm  
3,5 mm



SD-066-043-PT  
LINDO-LEVIAN  
150 mm  
4,0 mm



SD-364-026-PT  
155 mm  
2,5 mm



SD-366-040-PT  
155 mm  
4 mm



SD-011-011-LT  
SELDIN  
167 mm  
11 mm



SD-012-011-RT  
SELDIN  
167 mm  
11 mm



SD-024-007-LT  
CRYER  
160 mm  
7 mm



SD-025-007-RT  
CRYER  
160 mm  
7 mm



SD-026-008-LT  
CRYER-WHITE  
170 mm  
10 mm



SD-027-008-RT  
CRYER-WHITE  
170 mm  
10 mm



SD-054-010-LT  
WINTER  
170 mm  
11,5 mm



SD-055-010-RT  
WINTER  
170 mm  
11,5 mm





# CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIFA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



SD-048-009-LC  
WINTER  
117 mm  
9,5 mm



SD-049-009-RC  
WINTER  
117 mm  
9,5 mm

1/1




SD-148-009-LC  
WINTER  
117 mm  
9,5 mm



SD-149-009-RC  
WINTER  
117 mm  
9,5 mm

1/1



1/1



1/1



Pierwszym etapem jest oddzielenie dziąsła policzkowego i podniebienne.



Poprzez obrót luksatora (prostopadle do dłuższej osi), siła luksatora jest skierowana bezpośrednio dystalnie, co umożliwia podniesienie zęba z zębodołu.



Pomiędzy zębem mądrości, a drugim zębem trzonowym, umieszcza się luksator, który wsuwa się do poziomu tkanki dziąsłowej.



## Ważne:

Podczas podważania zęba mądrości nie należy wykorzystywać drugiego zęba trzonowego jako dźwigni dla narzędzia.

Narzędzie należy obracać ruchem obrotowym, skierowanym w kierunku dystalnym, aby podważać ząb w kierunku policzka.



1/1

SD-017-009-ZT  
157 mm  
9 mm

# SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP®

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



## Bezpiecznie i efektywnie

Duża perforacja pozwala na dobre odprowadzenie strumienia wody i nie pozostawia przebarwień ani smug po myciu instrumentów.



## Perfekcyjny porządek

Wszystkie instrumenty są ułożone i zamocowane w bezpieczny sposób na maksymalnie małej powierzchni.





## Bardzo praktyczny i bardzo ekonomiczny

Mycie i dezynfekcja narzędzi przy pomocy systemu koszy AESCULAP® pomoże zoptymalizować Państwa pracę. Kosze wykonane ze stali nierdzewnej są mocne i odporne na działanie środków chemicznych. Prosty i stabilny system zamykania koszy umożliwia wygodne otwarcie i zamknięcie jedną ręką.

## Elastyczny system zamocowań narzędzi

Dzięki silikonowym mocowaniom, w ciągu kilku sekund i bez dodatkowych przyrządów można dostosować przestrzeń kosza do instrumentów.

# SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP®

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

Kontenery z perforowaną pokrywą i wanną



## JN292

Kontener dentystyczny.

Przeznaczony do koszy: 1 x JG381R lub 1 x JG383R lub 1 x JG389R. Wanna (JN086) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.

312 x 190 x 46 mm



## JN294

Kontener dentystyczny.

Przeznaczony do koszy: 2 x JG380R lub 1 x JG384R lub 1 x JG386R. Wanna (JN088) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.

312 x 190 x 65 mm



## JN295

Kontener dentystyczny.

Przeznaczony do koszy: 2 x JG381R lub 1 x JG381R + 1 x JG384R lub 1 x JG285R. Wanna (JN089) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.

312 x 190 x 92 mm



## JN296

Kontener dentystyczny.

Przeznaczony do wszystkich rodzajów koszy lub kosza JF282R przy zastosowaniu pokrywy kosza JF289R. Wanna (JN090) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.

312 x 190 x 130 mm





### JG387R

Kosz dentystyczny.

Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 6 instrumentów.

188 x 84 x 30 mm (płaski)



### JG388R

Kosz dentystyczny.

Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 9 instrumentów.

188 x 125 x 30 mm (płaski)



### JG389R

Kosz dentystyczny.

Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera pięć silikonowych wkładek na instrumenty (2 x JG394, 2x JG400, 1 x JG401), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.

273 x 176 x 30 mm (płaski)



### JG381R

Kosz dentystyczny.

Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.

273 x 176 x 30 mm (płaski)



### JG383R

Kosz dentystyczny.

Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.

273 x 176 x 30 mm (płaski)



### JG384R

Kosz dentystyczny.

Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN294.


273 x 176 x 41 mm (wysoki)



# SYSTEM KOSZY KONTENEROWYCH AESCULAP®

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

## DENTYSTYCZNY SYSTEM KONTENEROWY - AKCESORIA



### JK091

Filtry wielokrotnego użytku Aesculap® dla kontenerów w wersji mini oraz dentystycznych, z uchwytem do filtra JK098, czas użytkowania: 1000 cykli mycia i sterylizacji.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 2 szt.

Wymiary zewn. 95 x 215



### JF166

Filtry papierowe Aesculap® do kontenerów w wersji mini oraz dentystycznych, ze wskaźnikiem procesu, z uchwytem do filtra JK098.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.

Wymiary zewn. 118 x 235



### JG687

Plomba z tylną stroną klejącą oraz indykatozem procesu sterylizacji parowej. Przeznaczona do kontenerów w wersji mini, dentystycznych oraz JK309 i JK299 lub wanny JK339.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.

Wymiary zewn. 60 x 18




### JG739

Plomba - do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 1000 szt.

### JG738

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.



### JG753

Plomba - do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem z indykatozem procesu sterylizacji parowej.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 1000 szt.

### JG752

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.





Zasady obchodzenia się z instrumentami w praktyce stomatologicznej. Patrz broszura D056 1 dostępna na stronie <http://www.a-k-i.org>



**STERILIT®**

**JG600** - w zestawie 2 końcówki

AESCULAP® - olej w aerozolu, w pojemnikach Freon-free, do konserwacji instrumentów przed sterylizacją. nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



**STERILIT®**

**JG598**

Olej do instrumentów AESCULAP® do oliwienia złącz, zapadek itp. przed sterylizacją. nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).

## INDEKS

|                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                |    |
|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|----------------|----|
| BA810SU         | 15 | JN296           | 78 | LK-187-160-PB   | 29 | SD-025-007-RT   | 73 | ST-045-115-PMK | 20 |
| BA811SU         | 15 | KD-101-100-PMK  | 54 | LK-188-160-PB   | 29 | SD-026-008-LT   | 73 | ST-045-115-ZMK | 20 |
| BA812SU         | 15 | KD-111-100-PMK  | 54 | NH-076-130-PMK  | 25 | SD-027-008-RT   | 73 | ST-046-115-PMK | 25 |
| BA815SU         | 15 | KD-115-100-PMK  | 54 | NH-078-140-PMK  | 24 | SD-028-002-PT   | 70 | ST-046-115-ZMK | 25 |
| BA815-CSU       | 15 | KD-122-100-PMK  | 54 | NH-078-140-ZMK  | 24 | SD-029-002-PT   | 71 | ST-101-150-LMS | 30 |
| BA820SU         | 15 | KD-150-100-PMK  | 55 | NH-156-150-EPMS | 23 | SD-033-002-PT   | 62 | ST-101-150-RMS | 30 |
| BA821SU         | 15 | KD-160-100-PMK  | 55 | NH-156-150-EZMS | 23 | SD-034-003-PT   | 68 | ST-101-190-PMS | 27 |
| BA822SU         | 15 | KD-170-100-PMK  | 55 | NH-279-145-EPMK | 24 | SD-048-009-LC   | 74 | ST-154-155-PMK | 32 |
| BA823SU         | 15 | KE-120-001-PMK  | 43 | NH-279-145-EZMK | 24 | SD-049-009-RC   | 74 | ST-160-150-PMK | 33 |
| BA824SU         | 15 | KE-120-002-PMK  | 43 | NN-148-145-PMK  | 22 | SD-050-004-PMS  | 60 | ST-160-150-ZMK | 33 |
| HH-214-125-PMK  | 17 | KE-120-003-PMK  | 43 | NN-148-145-ZMK  | 22 | SD-054-010-LT   | 73 | ST-161-150-ZMK | 33 |
| HH-215-150-PMK  | 17 | KE-201-000-PMK  | 45 | NN-247-145-PMK  | 22 | SD-055-010-RT   | 73 | ST-162-150-ZMK | 32 |
| HH-231-042-PMK  | 18 | KE-202-000-PMK  | 45 | NN-247-145-ZMK  | 22 | SD-064-030-PT   | 72 | ST-341-115-ZZC | 20 |
| HH-242-025-PMK  | 18 | KE-204-000-PMK  | 50 | NO-003-135-PMK  | 8  | SD-065-035-PT   | 72 | ST-525-150-PC  | 63 |
| HH-242-035-PMK  | 18 | KE-207-000-PMK  | 45 | NO-003-135-ZMK  | 8  | SD-066-043-PT   | 72 | ST-526-140-RC  | 63 |
| HH-242-040-PMK  | 18 | KE-208-000-PMK  | 50 | NO-004-160-PMK  | 9  | SD-070-020-PT   | 69 | ST-527-140-LC  | 63 |
| HH-301-025-PMS  | 19 | KE-213-000-PMK  | 50 | NO-004-160-ZMK  | 9  | SD-070-020-ZT   | 69 | ST-552-195-PMK | 27 |
| HH-302-040-PMS  | 19 | KE-217-000-PMK  | 46 | NO-051-110-PMK  | 21 | SD-070-030-PT   | 69 | TH-095-003-PMK | 14 |
| HH-305-060-PMS  | 19 | KE-218-000-PMK  | 46 | NO-051-110-ZMK  | 21 | SD-070-030-ZT   | 69 | TH-096-004-PMK | 14 |
| HO-128-110-PMS  | 26 | KE-221-000-PMK  | 51 | NP-317-130-PZC  | 23 | SD-070-040-PT   | 69 | TH-097-003-PMK | 14 |
| IM-019-150-PMK  | 36 | KE-222-000-PMK  | 51 | NP-317-130-ZZC  | 23 | SD-070-040-ZT   | 69 | TH-195-003-PMK | 14 |
| IM-037-140-PMS  | 38 | KE-229-000-PMK  | 48 | NP-318-130-ZZC  | 21 | SD-070-050-PT   | 69 | TH-196-004-PMK | 14 |
| IM-049-145-PMK  | 37 | KE-230-000-PMK  | 48 | NS-110-115-PMK  | 25 | SD-070-050-ZT   | 69 | TH-197-003-PMK | 14 |
| IM-124-130-PMK  | 36 | KE-233-000-PMK  | 52 | PO-002-012-PMK  | 12 | SD-073-002-PMS  | 59 |                |    |
| IM-133-140-PMS  | 38 | KE-233-001-PMK  | 52 | PO-002-012-ZMK  | 12 | SD-073-003-PMS  | 59 |                |    |
| IM-133-170-PMS  | 38 | KE-246-001-PMK  | 52 | PO-003-010-ZMK  | 12 | SD-073-003-ZMS  | 59 |                |    |
| IM-135-160-PMK  | 36 | KE-251-000-PMK  | 49 | PO-003-012-PMK  | 12 | SD-073-004-PMS  | 59 |                |    |
| IM-135-180-PMK  | 36 | KE-251-001-PMK  | 49 | PO-012-010-PMK  | 13 | SD-073-004-ZMS  | 59 |                |    |
| IM-137-170-PMK  | 38 | KE-251-002-PMK  | 49 | PO-012-010-ZMK  | 13 | SD-074-004-PMS  | 59 |                |    |
| IM-918-150-PZMK | 37 | KE-267-000-PMK  | 47 | PO-013-010-PMK  | 13 | SD-148-009-LC   | 74 |                |    |
| IM-923-130-PZMK | 36 | KE-267-001-PMK  | 47 | PO-013-010-ZMK  | 13 | SD-149-009-RC   | 74 |                |    |
| IM-933-140-PZMK | 38 | KE-273-000-PMK  | 53 | PS-001-175-ZS   | 11 | SD-201-040-PT   | 66 |                |    |
| IM-933-170-PZMK | 38 | KE-274-000-PMK  | 53 | PS-001-180-PS   | 11 | SD-201-040-ZT   | 67 |                |    |
| IM-935-160-PZMK | 37 | KE-274-014-PMK  | 53 | PS-002-175-ZS   | 11 | SD-202-035-PT   | 66 |                |    |
| IM-937-170-PZMK | 38 | KE-275-000-PMK  | 53 | PS-002-180-PS   | 11 | SD-202-035-ZT   | 67 |                |    |
| IM-939-140-PZMK | 38 | KE-279-000-PMK  | 52 | PS-003-180-PS   | 11 | SD-203-030-PT   | 66 |                |    |
| IM-948-160-PZMK | 38 | KE-289-000-PMK  | 46 | PS-003-180-ZS   | 11 | SD-203-030-ZT   | 67 |                |    |
| IM-950-145-PZMK | 37 | KE-290-000-PMK  | 46 | RS-121-185-PMK  | 16 | SD-204-025-PT   | 66 |                |    |
| IO-129-150-PMK  | 7  | KN-075-125-XPMK | 34 | RS-122-135-PMK  | 16 | SD-204-025-ZT   | 67 |                |    |
| IO-129-150-ZMK  | 7  | KN-075-125-XZMK | 34 | SD-001-002-PT   | 64 | SD-205-020-PT   | 66 |                |    |
| IO-903-135-PZMK | 6  | KN-082-125-XPMK | 34 | SD-002-003-PT   | 64 | SD-205-020-ZT   | 67 |                |    |
| IO-903-135-ZZMK | 6  | KN-082-125-XZMK | 34 | SD-003-004-PT   | 64 | SD-206-045-PT   | 66 |                |    |
| JF166           | 80 | KN-083-125-XPMK | 34 | SD-004-003-LT   | 71 | SD-206-045-ZT   | 67 |                |    |
| JG381R          | 79 | KN-083-125-XZMK | 34 | SD-005-003-RT   | 71 | SD-207-050-PT   | 66 |                |    |
| JG383R          | 79 | KN-084-125-XPMK | 34 | SD-010-003-PT   | 71 | SD-207-050-ZT   | 67 |                |    |
| JG384R          | 79 | KN-084-125-XZMK | 34 | SD-011-011-LT   | 73 | SD-364-026-PT   | 72 |                |    |
| JG387R          | 79 | KN-087-140-PMS  | 35 | SD-012-011-RT   | 73 | SD-366-040-PT   | 72 |                |    |
| JG388R          | 79 | KN-087-140-ZMS  | 35 | SD-013-003-PT   | 71 | SP-045-165-PB   | 40 |                |    |
| JG389R          | 79 | KN-088-140-PMK  | 35 | SD-014-004-PT   | 71 | SP-100-145-PMK  | 57 |                |    |
| JG598           | 81 | KN-088-140-ZMK  | 35 | SD-015-003-RT   | 71 | SP-100-145-ZMK  | 57 |                |    |
| JG600           | 81 | LK-130-022-LB   | 31 | SD-016-003-LT   | 71 | SP-110-165-PS   | 41 |                |    |
| JG687           | 80 | LK-130-022-RB   | 31 | SD-017-009-ZT   | 75 | SP-221-165-PB   | 56 |                |    |
| JG738           | 80 | LK-131-035-LB   | 31 | SD-018-002-LT   | 70 | SP-225-160-PB   | 56 |                |    |
| JG739           | 80 | LK-131-035-RB   | 31 | SD-019-002-RT   | 70 | ST-010-140-PMK  | 26 |                |    |
| JG752           | 80 | LK-152-140-PMK  | 29 | SD-020-002-LT   | 62 | ST-011-160-PMK  | 26 |                |    |
| JG753           | 80 | LK-153-160-PMK  | 29 | SD-021-002-RT   | 66 | ST-039-115-PMK  | 21 |                |    |
| JK091           | 80 | LK-180-170-PB   | 28 | SD-022-003-PT   | 64 | ST-039-115-ZMK  | 21 |                |    |
| JN292           | 78 | LK-181-170-PB   | 28 | SD-023-004-PT   | 65 | ST-040-115-PMK  | 20 |                |    |
| JN294           | 78 | LK-184-170-PB   | 28 | SD-023-004-ZT   | 65 | ST-040-115-ZMK  | 20 |                |    |
| JN295           | 78 | LK-185-170-PB   | 28 | SD-024-007-LT   | 73 | ST-042-115-EZMS | 20 |                |    |

# SKLEP INTERNETOWY

[www.sklep.bbraun.pl](http://www.sklep.bbraun.pl)



AESCULAP CHIFA

JAŚNIEJSZA STRONA STOMATOLOGII

Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego  
[www.sklep.bbraun.pl](http://www.sklep.bbraun.pl). Jesteśmy producentem narzędzi  
stomatologicznych w dziedzinach:

- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji
- endodoncji
- implantologii
- diagnostyki
- protetyki
- parodontologii
- stomatologii zachowawczej
- dentystycznych systemów kontenerowych.



najwyższej jakości  
narzędzia stomatologiczne



szerokie portfolio




serwis i regeneracja  
instrumentów

 FACEBOOK



Aesculap Chifa -  
grupa B. Braun

 INSTAGRAM



bbraun\_pl

AESCULAP CHIFA sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | [www.sklep.bbbaun.pl](http://www.sklep.bbbaun.pl)