



AESCULAP® IMPLANTOLOGIA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII



AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

Stomatologia stoi dzisiaj przed decydującymi zmianami. Aktualna wiedza medyczna i technologiczna, sprawiają, że zabiegi są coraz bardziej precyzyjne, a stosowane techniki operacyjne coraz mniej inwazyjne. Decydującym elementem tego postępu, obok rosnącego polepszenia możliwości diagnostycznych, jest równoległy, kompleksowy rozwój instrumentarium stomatologicznego, do którego Aesculap Chifa przyczynia się w zasadniczy sposób. Od ponad 75 lat znani jesteśmy z jakości i niezawodności, a towarzyszące

temu innowacyjne podejście do produktów stanowi cechę charakterystyczną firmy przez cały ten okres. Uzupełnieniem naszego portfolio jest linia produktów do sterylizacji i dezynfekcji instrumentów, powierzchni jak i dłoni oraz bogaty zakres materiałów szewnych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
www.sklep.bbraun.pl



Od ponad 75 lat wspieramy kompleksowy rozwój instrumentarium stomatologicznego. Rozwiązania, które proponujemy opieramy o indywidualne podejście do naszych partnerów, a robimy to w najbliższej naszym sercu formie – DIALOGU. Dlatego właśnie zapraszamy do uczestnictwa w DIALOGU TECHNICZNYM w specjalnie zaprojektowanym centrum Planning and Consulting Center, znajdującym się w siedzibie naszej firmy w Nowym Tomyślu.

Planning and Consulting Center

Jest to miejsce, w którym:

- umożliwiamy wypróbowanie narzędzi
- udostępniamy całe nasze portfolio (ponad 1000 produktów)
- profesjonalnie doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi

- umożliwiamy obejrzanie całego procesu produkcji instrumentów medycznych

Umów się na spotkanie ze specjalistą i dopasuj narzędzia do wymagań jakie stawia nam przyszłość oraz my sami.

Zadzwoń: +48 606 330 504

Adres firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl

UWAGA! Proponujemy również spotkania w Twoim gabinecie czy klinice, podczas których nasz specjalista przyjeżdża z wybranym portfolio narzędzi i profesjonalnie doradza w zakresie ich wyboru.



- W pełni nierdzewna, specjalistyczna stal do instrumentów
- Instrument z uchwytem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (PEEK) – nie odbarwia się w procesie sterylizacji
- Ergonomiczny kształt uchwyty
- Części pracujące odporne na zużycie
- Matowe wykończenie powierzchni części roboczych

NOWA KLASA DOSKONAŁOŚCI

W ścisłej współpracy z dr. Andresem Strickerem z Uniwersytetu we Freiburgu, skonstruowane zostało instrumentarium, dostosowane specjalnie do implantologii stomatologicznej, mające na celu zapewnienie optymalnej ergonomii w części pracującej oraz w uchwycie. Dlatego właśnie seria ERGOPLANT umożliwia bezpieczną, efektywną i niepowodującą zmęczenia pracę.

Całe instrumentarium ERGOPLANT jest przystosowane do sterylizacji parą 134°C w autoklawie.

PODSTAWOWE INSTRUMENTARIUM IMPLANTOLOGICZNE



BB045T


Tytanowy trzonek
do ostrzy mikrochirurgicznych

145 mm, 5 3/4"



BB063R

Uchwyt skalpela
145 mm, 5 3/4"



DA083

Uchwyt do lusterka dentystycznego

135 mm, 5 1/2"

DA036R Ø 22 mm
DA037R Ø 24 mm

Lusterka dentystyczne
Aesculap "Rhodium"
Wysokiej jakości lusterko
dentystyczne:

- Krystaliczne odbicie bez odbłasku i doskonała ostrość nawet przy silnym świetle
- Znakomite do zabiegów operacyjnych, leczenia głębokich jam, endodoncji, chirurgii, implantologii itp.
- Dostępne w średnicach 22m i 24mm

Jednostka sprzedaży:

PAK = Opakowanie 12 szt.



PRICHARD
DX200R
Raspator
185 mm, 7¼"



PRICHARD
DB020R
Raspator
delikatny
185 mm, 7¼"



FREER
DB025R
Raspator
ostry/tępy
190 mm, 7½"



LUCAS
D0607R
Łyżeczka kostna,
mała
180 mm, 7"



LUCAS
D0608R
Łyżeczka kostna,
mała
180 mm, 7"



LUCAS
D0609R
Łyżeczka kostna,
duża
180 mm, 7"



Atraumatyczne preparowanie płata za pomocą podważki do brodawek, bez uszczerbku dla brodawek.



PHW
DX405R
Atraumatyczna
podważka do brodawek
190 mm, 7 1/2"



BUSER
DX201R
Raspator
185 mm, 7 1/4"



BUSER
DX301R
Mikroraspator
180 mm, 7 1/2"



ORBAN
DB939R
Nóż do gingiwektomii
165 mm, 6 1/2"



KIRKLAND
DX450R
Nóż do gingiwektomii
175 mm, 7"




Zaokrąglono-splaszczone części pracujące umożliwiają szerszy ruch i znacząco zwiększają promień poruszania się w przednich i bocznych preparacjach poddziąsłowych. Zaostrome części pracujące instrumentu pozwalają na zastosowanie preparacji metodą leczenia przez szczelinę dziąsłową, jak i tunelową. Konstrukcja i kąt nachylenia części pracujących ułatwiają preparację na powierzchniach wypukłych.



STRICKER
DX310R

Prosty instrument do tunelowania jest stosowany głównie do górnej szczęki, w obszarze przednim i bocznym. Umożliwia podważenie dużych obszarów dziąseł stosując zarówno techniki tunelowe, jak i bruzdowe.
180 mm, 7 1/2"





DB866R
UPM
(PCP 11.5 C + UNC 15)
170 mm, 6 3/4"




STRICKER
DX311R

Zagięty instrument do tunelowania wykorzystywany jest głównie do przygotowania obszarów bocznych. Może być również stosowany dystalnie, bez rozrywania tkanki błony śluzowej, jak również w obszarze żuchwy.
180 mm, 7 1/2"



JG598
Sterilit®
Olej do osełek Aesculap®
Pojemność: 50 ml



DB095
Oryginalna osetka Arkansas, przeznaczona do ostrzenia narzędzi do tunelowania
75 x 25 x 7 mm



STRICKER
DX401R
ERGOPLANT
Szpatułka ostra, specjalna
do tkanek miękkich
190 mm, 7 1/2"



HEIDEMANN
DX402R
ERGOPLANT
Szpatułka
delikatna
190 mm, 7 1/2"



DX400R
ERGOPLANT
Periotom
170 mm, 6 3/4"

Nożyczki DUROTIP z ostrzami z twardą wkładką:

- doskonała dokładność cięcia
- długa żywotność
- połączone uchwyty nożyczek

Wellenschliff


ostrze zapobiegające ślizganiu się tkanki



W bezpośrednio po numerze katalogowym wskazuje, że nożyczki posiadają jedno ząbkowane ostrze (np. BC211W).




DO210R




DO211R

DO210R – DO211R
120 mm, 4 3/4"



BC210R




BC211R
BC211W

BC210R – BC211R, BC211W
110 mm, 4 3/8"



LOCKLIN
DO219R
Nożyczki do dziąseł,
ugięte do środka,
jedno ostrze ząbkowane
155 mm, 6"



HALSTED-MOSQUITO
BH111R
Kleszczyki naczyniowe
125 mm, 5"

PODSTAWOWE INSTRUMENTARIUM IMPLANTOLOGICZNE




BABY CRILE WOOD

BM013R

DUROGRIP® Iglotrzymacz
do nici w rozmiarze 4/0 – 6/0
150 mm, 6"

DUROGRIP®
=
igłotrzymacze z twardymi wkładkami
z węgla spiekanego



BM003R

DUROGRIP® Iglotrzymacz
do nici w rozmiarze 4/0-6/0
180 mm, 7"



DX050R

ERGOPLANT
Pinceta
chirurgiczna

120 mm, 4 3/4"



DX051R

ERGOPLANT
Pinceta
chirurgiczna

120 mm, 4 3/4"



DX052R

ERGOPLANT
Anatomiczna
pinceta
preparacyjna
120 mm, 4 3/4"



DX055R

ERGOPLANT
Pinceta do tkanek
miękkich

140 mm, 5 1/2"

DUROGRIP®
=
Pinceta z twardymi wkładkami
z węgla spiekanego



MIKROPINCETY

Równoległe składające się części pracujące:

- Pozwalają chwycić tkanki miękkie na całej długości odcinka części roboczej
- Zapewniają zmniejszenie nacisku w obszarze kontaktu
- Pozwalają zachować delikatne struktury tkanek miękkich


Wielkość powierzchni roboczej:

- Pozwala na leczenie mikrochirurgiczne
- Pozwala na precyzyjne chwytanie tkanek miękkich i nici (do rozmiaru 6/0)
- Ogranicza ryzyko uszkodzenia struktur tkanek miękkich

Kształt i projekt:

- Taliowany kształt, zapewniający komfortowy chwyt
- Okrągła rączka pozwala obracać narzędzie koniuszkami palców
- Dobre wyważenie dzięki położonemu centralnie środkowi ciężkości

MIKROPINCETY



DX060R

Anatomiczna, prosta
180 mm, 7"




DX061R

Anatomiczna, zakrzywiona
175 mm, 6 3/4"



Równoległe składające się części pracujące



Proste i zakrzywione części pracujące





DX070R

Atraumatyczna,
prosta
180 mm, 7"



DX071R

Atraumatyczna,
zakrzywiona
175 mm, 6 3/4"




DX080R


Chirurgiczna,
prosta
180 mm, 7"



DX081R

Chirurgiczna,
zakrzywiona
175 mm, 6 3/4"






DIADUST
Pokryte pyłem diamentowym



FD252R
Mikronożyczki do ligatur, zakrzywione,
jedno ostrze ząbkowane
180 mm, 7"




PODSTAWOWY ZESTAW IMPLANTOLOGICZNY
AESCULAP® DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW

DX705

ZESTAW ZAWIERA:

- BB063R 1 trzonek do skalpela, nr 3
- DA083 1 ERGOPROBE ergonomiczny czarny uchwyt do lusterka
- DA036R 1 PAK = opakowanie po 12 lusterek (pokryte rodem), Ø 22 mm
- DX051R 1 ERGOPLANT pinceta chirurgiczna
- DX052R 1 ERGOPLANT pinceta preparacyjna
- DX201R 1 ERGOPLANT raspator, BUSER
- DX200R 1 ERGOPLANT raspator, PRICHARD
- DO608R 1 łyżeczka kostna średnia, LUCAS
- BM013R 1 DUROGRIP imadło chirurgiczne BABY-CRILE-WOOD 150MM (z twardą wkładką)
- DO219R 1 nożyczki do dziąseł, LOCKLIN
- F0409R 1 kleszcze kostne, LUER-FRIEDMANN
- JG381R 1 kosz (274 x 172 x 30 mm) pasujący do kontenera dentystycznego JN292




ZESTAW AESCULAP® DO TKANKI MIĘKKIEJ
W IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

DX707

ZESTAW ZAWIERA:

- BB045T 1 trzonek tytanowy do mikroostrzy
- BB063R 1 trzonek do skalpela, Nr 3
- DX050R 1 ERGOPLANT pinceta chirurgiczna
- BM003R 1 DUROGRIP imadło (z twardą wkładką)
- DX450R 1 ERGOPLANT nóż do dziąseł, KIRKLAND
- DB025R 1 ERGOPERIO raspator tępo/ostry FREER
- DX405R 1 ERGOPLANT atraumatyczna podważka brodawek, PHW
- DX401R 1 ERGOPLANT szpatułka, ostra, STRICKER
- DX402R 1 ERGOPLANT szpatułka, HEIDEMANN
- BC211W 1 DUROTIP nożyczki tkankowe z twardą wkładką
- DX055R 1 ERGOPLANT pinceta do tkanki miękkiej
- JG381R 1 kosz (274 x 172 x 30 mm) pasujący do kontenera dentystycznego JN292



ZESTAW DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH
NA TKANCE MIĘKKIEJ STEIGMANNA

DX720


ZESTAW DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH NA TKANCE MIĘKKIEJ STEIGMANNA,
ZESTAW ZAWIERA:

- BB045T trzonek tytanowy do mikroostrzy
- DX301R mikroraspator BUSER, 180 mm
- DX070R ERGOPERIO pinceta atraumatyczna prosta, 180mm
- FD252R mikronożyczki do nici, zagięte, jedno ostrze ząbkowane, 180 mm
- DX060R ERGOPERIO pinceta anatomiczna prosta, 180MM
- BM003R Durogrip® igłotrzymacz, 170 mm (z twardą wkładką)
- JG381R kosz (274 x 172 x 30 mm) pasujący do kontenera dentystycznego JN292


KLESZCZE DO ROZSZERZANIA KORON PLANERT




Na początku, korona jest równolegle nacinana cienkim instrumentem.



W celu uzyskania równoległych brzegów, które mogą być dobrze chwymane kleszczami, wprowadza się pod kątem prostym do osi zęba instrument w kształcie walca ok. Ø 1,0 mm.



Zęby kleszczy do rozszerzania koron są ustawiane tak, by dokonać rozwarcia korony.



Wyjęcie korony następuje w tradycyjny sposób.



PLANERT
DP788R
140 mm, 5 1/2"


Nasza wskazówka:


Powstające ściany szczeliny muszą być równoległe. Dolna krawędź korony musi być zawsze przecięta, a szczelina wyciągnięta możliwie do powierzchni żującej. Przy mostkach szczeliny należy przesunąć 1/3 do członu wiszącego. Do bardzo mocno osadzonych koron należy umieścić kleszcze w przeciwnych szczelinach.

- Uniwersalne zastosowanie do górnej i dolnej szczęki.
- Znaczna oszczędność czasu.
- Maksymalna ochrona ozębnej.
- Bez złamań pnia i rozgniecenia błony ozębnej.
- Brak ryzyka zsunięcia się instrumentu i zranienia tkanek miękkich jamy ustnej.
- Możliwe ponowne użycie koron i mostków jako środków tymczasowych.
- Mogą być używane przy koronach cienkościennych i z twardych stopów.

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

W przypadku zaawansowanego zaniku wyrostka zębodołowego o szerokości poniżej trzech milimetrów preferowane jest leczenie dwuetapowe, w którym należy wszczepić kość autogenną, pobraną z odpowiedniego autogennego miejsca dawczego w obszarze zanikłego wyrostka przed przeprowadzeniem zabiegu implantacji. Właśnie w tym celu powstał zestaw Aesculap® Bone Fixation Set.





MODUŁOWOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO DOSTOSOWANIA

STWÓRZ ZESTAW DOSTOSOWANY DO TWOICH
POTRZEB.

Standardowe śruby tytanowe o średnicy 1,5 mm

Wysoka stabilność

- Wytrzymałość materiału nie spada dzięki pinom mocującym
- Stop tytanowo-aluminiowy zapewnia wysoką stabilność śrub

Mała i płaska główka śruby

- Zmniejsza powierzchnię kontaktu pomiędzy śrubą i tkankami miękkimi

Mikrogwint

- Pozwala uzyskać dobre zamocowanie nawet w przypadku bardzo cienkiej zachowanej kości



Długość

DX608T	8 mm
DX610T	10 mm
DX612T	12 mm
DX614T	14 mm

DX630R Ø 1,25 mm, 31/16 mm
DX631R Ø 1,5 mm, 27/12 mm

Wiertło typu twist z trzonkiem
stomatologicznym

Magazynek na śruby z 8 śrubami samogwintu-
jącymi, z krzyżowym nacięciem, Ø 1,5 mm

Mikrośruby o średnicy 1,2 mm

Główka mikrośruby = Główka śruby standardowej

- Rozkłada nacisk powierzchniowy na większą powierzchnię
- Zmniejsza ryzyko złamania kości
- Zalecane do stosowania w technice shell



Wysoka stabilność

- Wytrzymałość materiału nie spada dzięki pinom mocującym
- Stop tytanowo-aluminiowy pozwala na wysoką stabilność śrub

Mikrogwint

- Pozwala uzyskać dobre zamocowanie nawet w przypadku bardzo cienkiej zachowanej kości



Długość

- DX646T** 6 mm
- DX648T** 8 mm
- DX650T** 10 mm

Magazynek na śruby z 8 śrubami samogwintującymi, z krzyżowym nacięciem, Ø 1,2 mm

- DX629R** Ø 1.0 mm, 31/12 mm
- DX630R** Ø 1.25 mm, 31/16 mm

Wiertło typu twist z trzonkiem stomatologicznym

Magazynek na śruby czyste

- nowy otwarty system przechowywania pozwala na mechaniczne oczyszczanie implantów

Prosta dokumentacja

- numery partii są wydrukowane na magazynkach na śruby



Wkrętak

Ergonomiczny kształt

- Zmniejsza siłę wymaganą do dokręcenia i odkręcenia śruby

Tuleja zabezpieczająca


- Umożliwia bezpieczne zamocowanie i przenoszenie śruby

Czystość

- Otwarta konstrukcja zapewnia skuteczne oczyszczanie

Tarcie

- Pozwala na uzyskanie mocnej retencji śruby



DX605R

Wkrętak

DX606R

Końcówka wkrętaka

DX604R

Ośłona mocująca śruby



Kleszcze do mocowania kości:

■ **Możliwe do adaptacji**

Końcówki pracujące dostosowują się do aktualnej sytuacji anatomicznej.

■ **Delikatne**



Delikatne końcówki pracujące pozwalają na nawiercanie i mocowanie śrubami nawet mniejszych bloczków kostnych.

■ **Uniwersalne**

Kształt kleszczy pozwala na ich stosowanie zarówno w górnej, jak i dolnej szczęce.



Przypadek kliniczny:




	Długość	
DX646T	6 mm	-
DX648T	8 mm	DX608T
DX650T	10 mm	DX610T
-	12 mm	DX612T
-	14 mm	DX614T

Magazynek na śruby z 8 śrubami samogwintującymi, z krzyżowym nacięciem




FM903R
Nożyczki do płytek



FM960T
płytkę z 2 otworami, prosta

FM965T
płytkę z 16 otworami, prosta

FM964T
płytkę z 5 otworami,
w kształcie litery Y



DX601R
Kleszcze do stabilizacji bloków kostnych



SCHNITZER
DX602R
Kleszcze do obróbki bloczków kostnych



NARZĘDZIA ERGOPLANT
STABILIZACJA BŁOKÓW KOSTNYCH



DX629R Ø 1,0 mm, 31/12 mm
DX630R Ø 1,25 mm, 31/16 mm
DX631R Ø 1,5 mm, 27/12 mm
Wiertło typu twist z trzonkiem stomatologicznym



DX605R
Wkrętak
DX606R
Końcówka wkrętaka
DX604R
Osłona mocująca śruby




DX517R
Osteotom zakrzywiony, szerokość 4 mm, do pobierania bloczków kostnych



JG513R
Mała miseczka 50 x 30 x 20 mm




DX620
Uchwyt na magazynki ze śrubami (bez zawartości)



DX621R
Uchwyt na wiertła typu twist i narzędzia (bez zawartości)



BL911R
Pudełko na wiertła



DX715
Zestaw do mocowania kości z tacą i następującym wyposażeniem:
DX620 Uchwyt na magazynki ze śrubami
DX621R Uchwyt na wiertła typu twist
DX630R Wiertło typu twist, Ø 1,25 mm
DX631R Wiertło typu twist, Ø 1,5 mm
DX715200 Uchwyt na wkrętak
DX605R Wkrętak
DX606R Końcówka wkrętaka
JG391 Silikonowa podstawka na narzędzia (2x)



JN292
Kontener sterylizacyjny 312 x 190 x 46 mm, mieszczący DX715 lub JG381R
JK091
Filtr trwały do kontenera sterylizacyjnego. Czas użytkowania 1000 cykli mycia i sterylizacji.
Jednostka sprzedaży:
PAK = opakowanie zawierające 2 sztuki



AESCULAP® IMPLANTOLOGIA KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

Przy odbudowie kości najlepszym rozwiązaniem jest użycie własnej kości pacjenta jako tzw. "złoty standard". Zarówno miejsce pozyskania kości, jak również oczekiwana konsystencja do odbudowy, jest różna w zależności od przypadku. W takiej sytuacji mikromłynek do kości serii ERGOPLANT okazuje się bardzo użyteczny, przy czym gwarantuje maksymalne wykorzystanie mielonego materiału.

ERGOPLANT – MŁYNEK KOSTNY

Ergonomiczny uchwyt
z tworzywa PEEK

Tłok do kości

Gwintowany pierścień

Tuleja mieląca

Górna panew młynka kości

Płytką trąca


Misa młynka kostnego

- ERGOPLANT młynek do mielenia kości
- Kompaktowy i poręczny
 - Wymienne płytki trące
 - Dostępne płytki trące do drobnych lub grubych cząstek kostnych
 - Łatwe w czyszczeniu dzięki specjalnym instrumentom czyszczącym
 - Łatwy montaż i demontaż
 - Maksymalne wykorzystanie pobranej kości






DX801R
ERGOPLANT
Mikromłynec do mielenia kości.
Dostarczany z grubą płytką trącą DX803R



DX802R
ERGOPLANT
Płytką trąca drobna do DX801R



DX803R
ERGOPLANT
Płytką trąca gruba do DX801R

Widelki czyszczące do jednoczesnego przepychania cennego materiału kostnego we wszystkich otworach w jednym rzędzie płytki trącej.



DX810R
ERGOPLANT
Oczyszczacz delikatny do DX802R
195 mm, 7 3/4"



DX811R
ERGOPLANT
Oczyszczacz gruby do DX803R
195 mm, 7 3/4"




**ZESTAW MIKROMŁYNEK DO KOŚCI
AESCULAP®**

DX800

Zestaw zawiera:



- DX801R 1 ERGOPLANT mikromłynec do kości (z drobną płytką trącą)
- DX803R 1 ERGOPLANT płytką trąca, gruba
- DX810R 1 ERGOPLANT oczyszczacz młynka, drobny
- DX811R 1 ERGOPLANT oczyszczacz młynka, gruby
- JF284R 1 kosz (274 x 172 x 60 mm) z zestawem do przechowywania zmielonego materiału, pasujący do kontenera dentystycznego JN095
- TE888 1 szablon przedstawiający sposób ułożenia narzędzi w koszu (dostępne tylko do DX800)



Nakładacz umożliwia bezpieczne przenoszenie i umieszczanie wystarczającej ilości materiału kostnego. Druga końcówka pomaga przy dociskaniu lub upychaniu materiału kostnego w obszarze rekonstrukcji.

STRICKER
DX555R

ERGOPLANT
Nakładacz materiału
kostnego
195 mm, 7 3/4"




Mała powierzchnia ostro zakończonych końcówek pozwala uniknąć przyklejania się wilgotnej błony, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne jej umieszczenie. Druga końcówka służy jako mała łopata do wyjmowania materiału kostnego np. z pilników kostnych DX252R-DX253R.

STRICKER
DX600R



ERGOPLANT
Instrument do umieszczania
błony
190 mm, 7 1/2"





LUER-FRIEDMANN
FO409R
Odgryzacz kostny
145 mm, 5 3/4"



LUER
FO412R
Odgryzacz kostny
155 mm, 6"



W przypadku konieczności pozyskania małej ilości kości, materiał kostny można wygodnie pobrać, bez bólu dla pacjenta, za pomocą pilnika kostnego DX252R-DX253R, bezpośrednio z kości szczękowej. Pobrane ilości tkanki są często wystarczające do odbudowania wokół szyjki implantu.



Przy użyciu skrobaczki kostnej można pobierać drobinki kości skrobiąc kość szczęki lub żuchwy.

BUSER
DX254R
ERGOPLANT
Skrobaczka kostna, 3 / 5 mm
190 mm, 7 1/2"



DX546
Para wymiennych dysków z tworzywa sztucznego

DX545R
ERGOPLANT
Młotek 135 g z wymiennymi dyskami z tworzywa sztucznego
200 mm, 8"



STRICKER
DX522R
ERGOPLANT
Osteotom stopniowy 6 mm
160 mm, 6 1/2"




znakowanie laserowe co 2 mm

szerokie oznaczenie laserowe po 10 mm jako strefa bezpieczeństwa

laserowe oznaczenie rozmiaru

Osteotom stopniowy został skonstruowany specjalnie do rozszczepiania kości oraz równoczesnego stopniowego jej rozszerzenia. Aby zapobiec złamaniu kości, końcówki zostały tak ukształtowane, żeby grzbiet kości był rozszerzony najpierw w stronę podniebienia, a dopiero potem w kierunku przedsionka jamy ustnej. Części gąbczaste kości w środku są przy tym równocześnie ubijane. Po usunięciu osteotomu stopniowego miejsce implantacji jest wyraźnie widoczne dla wiertła implantu.





ZESTAW AESCULAP® DO ROZSZCZEPIANIA KOŚCI
DO IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

DX708

ZESTAW ZAWIERA:

- DX510R 1 ERGOPLANT Osteotom, prosty, 3 mm
- DX511R 1 ERGOPLANT Osteotom, prosty, 4 mm
- DX512R 1 ERGOPLANT Osteotom, prosty, 6 mm
- DX513R 1 ERGOPLANT Osteotom, prosty, 8 mm
- DX517R 1 ERGOPLANT Osteotom, wygięty, 4 mm
- DX518R 1 ERGOPLANT Osteotom, wygięty, 6 mm
- DX522R 1 ERGOPLANT Osteotom-stopniowy, 6 mm
- JG381R 1 kosz (273 x 176 x 30 mm) pasujący do kontenera dentystycznego JN292



Za pomocą osteotomu stopniowego wyrostek zębodołowy szczęki rozszczepia się w kierunku poprzecznym.



Po rozszczeniu kości szczelina jest utrzymywana w rozwarciu za pomocą reaktora.



Możliwe jest wtedy optymalne umiejscowienie implantu w kości.



Po rozszczeniu wyrostka zębodołowego szczelina zamyka się po krótkim czasie. Prowadzi to do niechcianej i niepotrzebnej utraty kości poprzez konieczność wiercenia. W konsekwencji uniemożliwione jest ewentualne optymalne umieszczenie implantu, co powoduje konieczność przeprowadzenia zabiegów odbudowujących. Za pomocą reaktora, rozwarta szczelina kości pozostaje otwarta. Dzięki temu, istniejąca kość może być optymalnie wykorzystana do włożenia implantu.



STRICKER
DX505R
ERGOPLANT
Aplikator retraktorów
do rozszczepionej kości



DX506T
ERGOPLANT
Tytanowy retraktor do
utrzymania szczeliny
w kości.
Wymiary 3 x 5 mm



DX507T
ERGOPLANT
Tytanowy retraktor do
utrzymania szczeliny
w kości.
Wymiary 4 x 6 mm



DX509R
Stojak na 4 retraktory, który można łatwo
zamocować w koszach Aesculap. W zestawie
2 kołki mocujące.




■ oznaczenie laserowe co 2 mm

■ szerokie oznaczenie laserowe
po 10 mm jako strefa
bezpieczeństwa

■ laserowe oznaczenie
rozmiaru



DX530R
prosty, 1,5-2,2 mm



DX530R – DX534R
ERGOPLANT
Upychacz do kości
160 mm, 6 1/8"



DX531R
prosty, 2,2-2,8 mm



DX533R
prosty, 3,5-4,2 mm



DX532R
prosty, 2,8-3,5 mm



DX534R
prosty, 4,2-4,8 mm



DX535R – DX539R

ERGOPLANT
Upychacz do kości
180 mm, 7"



DX535R
bagnetowy, 1,5-2,2 mm



DX536R
bagnetowy, 2,2-2,8 mm



DX537R
bagnetowy, 2,8-3,5 mm



DX538R
bagnetowy, 3,5-4,2 mm



DX539R
bagnetowy, 4,2-4,8 mm






**ZESTAW AESCULAP® DO ROZSZCZEPIANIA KOŚCI
DO IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ**


DX709

ZESTAW ZAWIERA:


- DX530R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), prosty, 1,5 - 2,2 mm
- DX531R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), prosty, 2,2 - 2,8 mm
- DX532R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), prosty, 2,8 - 3,5 mm
- DX533R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), prosty, 3,5 - 4,2 mm
- DX534R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), prosty, 4,2 - 4,8 mm
- DX535R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), bagnet, 1,5 - 2,2 mm
- DX536R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), bagnet, 2,2 - 2,8 mm
- DX537R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), bagnet, 2,8 - 3,5 mm
- DX538R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), bagnet, 3,5 - 4,2 mm
- DX539R 1 ERGOPLANT upychadło do kości (kondensator), bagnet, 4,2 - 4,8 mm
- JG381R 1 kosz (273x176x30 mm) pasujący do kontenera dentystycznego JN292




Błona śluzowa zatoki szczękowej została odseparowana od kościstego podłoża.
Za pomocą drugiej końcówki „okno zatoki” jest delikatnie wciskane do jamy zatoki szczękowej.




STRICKER
DX560R
ERGOPLANT
Podważka
do zatoki
200 mm, 8"



STRICKER
DX561R
ERGOPLANT
Podważka
do zatoki
220 mm, 8 3/4"



Za pomocą podważki D0571R można oddzielić błonę Schneidera 1-2 mm wzdłuż całej kory kostnej.



Podważka D0573R pomaga szczególnie w dalszym oddzieleniu błony w części dolnej. Również w obszarze kaudalnym, szczególnie jeśli błona leży 4-5 mm nad dnem zatoki szczękowej, a zatoka jest ziarnista.




D0571R
Podważka
190 mm, 7 1/2"




D0573R
Podważka
190 mm, 7 1/2"



Podważka D0575R umożliwia dalsze podniesienie błony w obszar mezjalny. Jedna końcówka jest przystosowana specjalnie do prawej, druga do lewej strony zatoki szczękowej.




Za pomocą podważki D0574R błona śluzowa jest dalej podnoszona w górnej i tylnej części ściany zatoki szczękowej.



D0575R
Podważka
185 mm, 7 1/4"



D0574R
Podważka
190 mm, 7 1/2"



Za pomocą podważki D0572R na szerokiej powierzchni w obszarze wewnętrznym, szczególnie wzdłuż podniebienia, błona jest dalej oddzielana. Upychadło DX555R umożliwia umiejscowienie materiału wypełniającego.



D0572R
Podważka
195 mm, 7 3/4"



STRICKER
DX555R
ERGOPLANT
Aplikator materiału
kostnego
195 mm, 7 3/4"



D0577R
Rozwarstwiacz/raspator
180 mm, 7"



DX570R – DX574R
ERGOPLANT Sinutom
160 mm, 6 1/8"



DX570R
prosty, Ø 2,2 mm



DX571R
prosty, Ø 2,8 mm



DX572R
prosty, Ø 3,5 mm



DX573R
prosty, Ø 4,2 mm



DX574R
prosty, Ø 4,8 mm



DX575R – DX579R
ERGOPLANT Sinutom
180 mm, 7"



DX575R
bagnetowy, Ø 2,2 mm



DX576R
bagnetowy, Ø 2,8 mm




DX577R
bagnetowy, Ø 3,5 mm



DX578R
bagnetowy, Ø 4,2 mm



DX579R
bagnetowy, Ø 4,8 mm



Ilustracja techniki podnoszenia dna zatoki przez wyrostek zębodołowy.

AESCULAP® IMPLANTOLOGIA

KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

ERGOPLANT – PODNOSZENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ
(METODĄ ZAMKNIĘTĄ)




ZESTAW SINUTOMÓW AESCULAP® DO IMPLANTACJI STOMATOLOGICZNEJ


DX710

ZESTAW ZAWIERA:

- DX570R 1 ERGOPLANT Sinutom, prosty, Ø 2,2 mm
- DX571R 1 ERGOPLANT Sinutom, prosty, Ø 2,8 mm
- DX572R 1 ERGOPLANT Sinutom, prosty, Ø 3,5 mm
- DX573R 1 ERGOPLANT Sinutom, prosty, Ø 4,2 mm
- DX574R 1 ERGOPLANT Sinutom, prosty, Ø 4,8 mm
- DX575R 1 ERGOPLANT Sinutom, bagnetowy, Ø 2,2 mm
- DX576R 1 ERGOPLANT Sinutom, bagnetowy, Ø 2,8 mm
- DX577R 1 ERGOPLANT Sinutom, bagnetowy, Ø 3,5 mm
- DX578R 1 ERGOPLANT Sinutom, bagnetowy, Ø 4,2 mm
- DX579R 1 ERGOPLANT Sinutom, bagnetowy, Ø 4,8 mm
- JG381R 1 kosz (274 x 172 x 30 mm) pasujący do kontenera dentystycznego JN292



AESCULAP®
KOMPETENCJA
W IMPLANTOLOGII



KIRETY TYTANOWE

Kirety tytanowe do czyszczenia implantów stomatologicznych podczas wizyt kontrolnych:

- bardzo delikatne końcówki robocze ułatwiają dostęp do kołnierza implantu
- kireta nie powoduje obtarcia
- niskie ryzyko uszkodzenia implantu
- możliwość ostrzenia ręcznego

RECALL SET - ZESTAW DO CZYSZCZENIA IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH




LANGER
DB180T
L 1/2
Przedtrzonowce,
trzonowce
Uniwersalna;
szczeka dolna
175 mm, 7"



LANGER
DB181T
L 3/4
Przedtrzonowce,
trzonowce
Uniwersalna;
szczeka górna
175 mm, 7"



LANGER
DB182T
L 5/6
Przednie,
Uniwersalna
175 mm, 7"






Sonda periodontologiczna z kontrolą siły nacisku:

- Stała siła sondowania, równa 0,2 N (20 g)
 - Niskie ryzyko uszkodzenia implantu
- Pokrycie z azotku tytanu
 - Precyzyjne oznaczenia i gładkie przejście
 - Bez abrazji



DB764R
UNC 15
165 mm, 6 1/2"

WHO
DB765R
PCP 11,5 C
165 mm, 6 1/2"



Kosze Aesculap® Dental
■ Skuteczne
■ Praktyczne i ekonomiczne


DB185
Recall Set – skład:
DB180T, DB181T, DB182T
i JG387R



JG387R
188 x 84 x 30 mm (płaski)
Kosz zawiera dwie silikonowe
wkładki (2 x JG394)
na 6 instrumentów



JG388R
188 x 125 x 30 mm (płaski)
Kosz zawiera dwie silikonowe
wkładki (JG400 + JG401)
na 9 instrumentów



JG625R
Mocowanie tabliczek
identyfikacyjnych



ICD-002
Plastikowe etykiety identyfi-
kacyjne, białe, z 10-cyfrowym ko-
dem kreskowym do stosowania
z oprogramowaniem, oznacze-
nie według specyfikacji



AESCULAP® IMPLANTOLOGIA

HAKI - ERGOPLANT

Haki ERGOPLANT zostały skonstruowane do podtrzymywania wargi, policzka, języka i błony śluzowej. Ergonomiczny kształt uchwyty umożliwia pracę bez uczucia zmęczenia, nawet przy długotrwałych operacjach.



DX101R
ERGOPLANT
Hak przedsionkowy
220 mm, 8 3/4"

BÜCHS
DX102R
ERGOPLANT
Hak do tkanki miękkiej
200 mm, 8"






DX105R

ERGOPLANT
Hak do języka
190 mm, 7 1/2"

DX100R


ERGOPLANT
Hak do policzków
215 mm, 8 1/2"



STERNBERG

OM251R – 120 mm, 4 3/4"
OM252R – 130 mm, 5 1/8"
OM253R – 135 mm, 5 1/4"

Rozwierak do policzków i warg



MINNESOTA, modyf.

DO010R

Hak do policzków
160 mm, 6 1/4"



DO011R

Hak przedsionkowy
140 mm, 5 1/2"



OBWEGESER

DO462R

Hak do tkanek miękkich
215 mm, 8 1/2"

6 | Magazynowanie



1 | Rozpakowanie i użycie



2 | Usunięcie ze strefy użycia



3 | Mycie i dezynfekcja




4 | Kontrola i pakowanie



5 | Sterylizacja



Zasady obchodzenia się z instrumentami w praktyce stomatologicznej. Patrz broszura D056 1 dostępna na stronie <http://www.a-k-i.org>



STERILIT®

JG600 - w zestawie 2 końcówki

AESCULAP® - olej w aerozolu, w pojemnikach Freon-free, do konserwacji instrumentów przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



STERILIT®

JG598

Olej do instrumentów Aesculap® do oliwienia złącz, zapadek itp. przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB i § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).



Bardzo praktyczny i bardzo ekonomiczny

Mycie i dezynfekcja narzędzi przy pomocy systemu koszy AESCULAP® pomaga zoptymalizować pracę. Kosze wykonane ze stali nierdzewnej są mocne i odporne na działanie środków chemicznych. Prosty i stabilny system zamykania koszy umożliwia wygodne otwarcie i zamknięcie jedną ręką.

Bezpiecznie i efektywnie

Duża perforacja pozwala na dobre odprowadzenie strumienia wody i nie pozostawia przebarwień i smug po myciu instrumentów.




Perfekcyjny porządek

Wszystkie instrumenty są ułożone i zamocowane w bezpieczny sposób na maksymalnie małej powierzchni.



Elastyczny system mocowania narzędzi

Dzięki silikonowym mocowaniom, w ciągu kilku sekund i bez dodatkowych przyrządów można dostosować przestrzeń kosza do instrumentów.



Kontenery z perforowaną pokrywą i wanną



JN292

Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do koszy: 1 x JG381R, 1 x JG383R lub 1 x JG389R. Wanna (JN086) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 46 mm



JN294

Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do koszy: 2 x JG380R, 1 x JG384R lub 1 x JG386R. Wanna (JN088) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 65 mm



JN295

Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do koszy: 2 x JG381R, 1 x JG381R + 1 x JG384R lub 1 x JG285R. Wanna (JN089) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 92 mm



JN296

Kontener dentystyczny.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów koszy lub kosza JF282R przy zastosowaniu pokrywy kosza JF289R. Wanna (JN090) oraz pokrywa (JN091) mogą być zamawiane osobno.
312 x 190 x 130 mm



JG387R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 6 instrumentów.
188 x 84 x 30 mm (płaski)



JG388R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera dwie silikonowe wkładki (JG400 + JG401) na 9 instrumentów.
188 x 125 x 30 mm (płaski)



JG389R

Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera pięć silikonowych wkładek na instrumenty (2 x JG394, 2x JG400, 1 x JG401), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG381R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG383R

Kosz dentystyczny.
Pokrywa kosza z wycięciem na hak, zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG391), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN292.
273 x 176 x 30 mm (płaski)



JG384R

Kosz dentystyczny.
Kosz zawiera trzy silikonowe wkładki na instrumenty (3 x JG393), pokrywa z rączką, pasuje do kontenera dentystycznego JN294.
273 x 176 x 41 mm (wysoki)



DENTYSTYCZNY SYSTEM KONTENEROWY - AKCESORIA

INDEKS



JK091

Filtry wielokrotnego użytku Aesculap® dla kontenerów w wersji mini oraz dentystycznych z uchwytem do filtra JK098, czas użytkowania: 1000 cykli mycia i sterylizacji.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 2 szt.

Wymiary zewn. 95 x 215



JF166

Filtry papierowe Aesculap® do kontenerów w wersji mini oraz dentystycznych ze wskaźnikiem procesu, z uchwytem do filtra JK098.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.

Wymiary zewn. 118 x 235



JG687

Plomba z tylną stroną klejącą oraz indykatoem procesu sterylizacji parowej. Przeznaczona do kontenerów w wersji mini, dentystycznych oraz JK309 i JK299 lub wanny JK339.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.

Wymiary zewn. 60 x 18



JG739

Plomba – do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 1000 szt.

JG738

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.



JG753

Plomba – do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem z indykatoem procesu sterylizacji parowej.

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 1000 szt.

JG752

Jednostka sprzedaży: Opakowanie 100 szt.

Symbol	Str.	Symbol	Str.	Symbol	Str.	Symbol	Str.	Symbol	Str.
BB045T	3	D0609R	5	DX513R	41	DX610T	25,29	JG384R	69
BB063R	3	DP788R	22	DX517R	30,41	DX612T	25,29	JG387R	59,69
BC210R	11	DX050R	13	DX518R	41	DX614T	25,29	JG388R	59,69
BC211R	11	DX051R	13	DX522R	39	DX620	31	JG389R	69
BC211W	11	DX052R	13	DX530R	45	DX621R	31	JG513R	30
BH111R	11	DX055R	13	DX531R	45	DX629R	26,30	JG598	9,65
BL911R	31	DX060R	15	DX532R	47,49	DX630R	25,26,30	JG600	65
BM003R	12	DX061R	15	DX532R	45	DX631R	25,30	JG625	59
BM013R	12	DX070R	16	DX533R	45	DX646T	26,29	JG627R	61
DA036R	3	DX071R	16	DX534R	45	DX648T	26,29	JG687	70
DA037R	3	DX080R	17	DX535R	46	DX650T	26,29	JG738	70
DA083	3	DX081R	17	DX536R	46	DX705	21	JG739	70
DB020R	4	DX100R	62	DX537R	46	DX707	22	JG752	70
DB025R	4	DX101R	61	DX538R	46	DX708	44	JG753	70
DB095	9	DX102R	61	DX539R	46	DX709	49	JK091	31,70
DB180T	57	DX105R	62	DX545R	39	DX710	56	JN292	31,68
DB181T	57	DX120R	63	DX546	39	DX715	31	JN294	68
DB182T	57	DX200R	4	DX555R	36,51	DX720	23	JN295	68
DB185	59	DX201R	6	DX560R	48	DX800	35	JN296	68
DB764R	58	DX252R	38	DX561R	48	DX801R	34	OM251R	63
DB765R	58	DX253R	38	DX570R	52	DX802R	34	OM252R	63
DB866R	8	DX254R	38	DX571R	52	DX803R	34	OM253R	63
DB939R	7	DX301R	7	DX572R	52	DX810R	34		
D0010R	63	DX310R	8	DX573R	52	DX811R	34		
D0011R	63	DX311R	9	DX574R	52	FD252R	18		
D0210R	11	DX400R	10	DX575R	53	FD258R	18		
D0211R	11	DX401R	10	DX576R	53	FD259R	18		
D0219R	11	DX402R	10	DX577R	53	FM903R	29		
D0462R	63	DX405R	6	DX578R	53	FM960T	29		
D0571R	49	DX450R	7	DX579R	53	FM964T	29		
D0572R	51	DX505R	44	DX600R	36	FM965T	29		
D0573R	49	DX506T	44	DX601R	29	F0409R	37		
D0574R	50	DX507T	44	DX602R	29	F0412R	37		
D0575R	50	DX509R	44	DX604R	27,30	ICD-002	59		
D0577R	51	DX510R	40	DX605R	27,30	JF166	70		
D0607R	5	DX511R	40	DX606R	27,30	JG381R	69		
D0608R	5	DX512R	40	DX608T	25,29	JG383R	69		

SKLEP INTERNETOWY

www.sklep.bbraun.pl




Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl. Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji
- endodoncji
- implantologii
- diagnostyki
- protetyki
- parodontologii
- stomatologii zachowawczej
- dentystycznych systemów kontenerowych



najwyższej jakości
narzędzia stomatologiczne



szerokie portfolio



serwis i regeneracja
instrumentów

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 20 258; 61 44 20 263 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | www.sklep.bbbraun.pl